

**HALT-ER: sorveglianza delle infezioni correlate
all'assistenza e uso di antimicrobici nelle residenze
socio-sanitarie dell'Emilia-Romagna**

Installazione software HelicsWin.Net

PASSAGGI DI DOWNLOAD SOFTWARE HelicsWin

1. SCARICARE IL FILE HWN2.zip sul Desktop
2. CLICCARE CON IL TASTO DESTRO SUL FILE .zip e scegliere l'opzione «**Estrai i file...**»
3. CLICCARE SU «Ok»

A questo punto verrà creata una **cartella non zippata HWN2** sul vostro desktop dalla quale si potrà accedere per installare il file la prima volta e aprirlo tutte le volte che si dovranno inserire/modificare i file.

Ora è possibile **eliminare la cartella HWN2.zip** in modo da non confondersi (il software infatti non funziona in caso venga lanciato dalla cartella.zip).

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE SOFTWARE HelicsWin

1. APRIRE LA CARTELLA HWN2
2. INDIVIDUARE IL FILE «HelicsWin.Net» - Applicazione
3. **CLICCARE 2 VOLTE** su questo file con il tasto sinistro del mouse e seguire le istruzioni per l'installazione

Per lanciare il programma, accedere sempre dalla cartella HWN2, cliccare sul file «HelicsWin.Net».

RACCOMANDAZIONI:

- Durante l'estrazione, **non creare l'icona HWN2**: è consigliato accedere al programma sempre tramite la cartella e aprendo il file HelicsWin.Net - Applicazione
- La cartella HWN2 decompressa contiene molte cartelle e file che sono funzionali all'uso del software stesso: **NON cancellare o modificare nessuno di questi file** (per non compromettere la funzionalità del software)
- Non aprire il file «HelicsWin.Net» direttamente dalla cartella HWN2.zip, ma prima seguire la procedura di estrazione dei file come indicato